

Swissparc AG – Patienteninformationsbroschüre für Silikonsheets	Version 1.0
Dokumentenautor: Viviane Gut, Physiotherapeutin	
Geändert durch: Vorname Name, Funktion	Gültig ab: 01.03.2021

Inhalt

Anwendungsbereich und Funktionsweise.....	2
Dauer der Produkteverwendung.....	2
Gebrauchsanweisung.....	2
Wasch-und Pflegeanweisung für Caroskin™ Professional Silikonverbände.....	2
Warnhinweise.....	3



Anwendungsbereich und Funktionsweise

Caroskin™ Professional Silikonverbände werden zur Behandlung von Keloiden und hypertrophen Narben eingesetzt. Sie machen die Narbe geschmeidiger, vermindern die Rötung und unterbinden direkte Reibung auf der Haut.

Dauer der Produktverwendung


Caroskin™ Professional Silikonverbände können je nach Lokalisation 4-8 Wochen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

- Beim Zuschneiden des Caroskin™ Professional Silikonverbände runden sie die Ecken ab
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab und legen Sie die klebende Seite auf die Narbe.
- Steigern Sie die Verwendungsdauer der Caroskin™ Professional Silikonverbände jeden Tag um 1 Stunde bis zu einer Verwendungsdauer von insgesamt 20 Stunden pro Tag.
- Sie können Caroskin™ Professional Silikonverbände zusätzlich mit einem Klebeband oder einer elastischen Binde befestigen.
- Nach vorsichtigem Ablösen des Caroskin™ Professional Silikonverbände reiben Sie die Haut mit einer Lotion ein, um sie zu hydrieren.

Wasch-und Pflegeanweisung für Caroskin™ Professional Silikonverbände

- Reiben Sie Caroskin™ Professional Silikonverbände mit einigen Tropfen ökologischer Seife ein. Die Haftkraft verschwindet nach Kontakt mit der Seife. Entfernen Sie alle Verschmutzungen so gut wie möglich. Oder waschen Sie die Silikonverbände im Waschautomaten.
- Danach ausgiebig unter warmem, fließendem Wasser spülen.
- Zum Trocknen legen Sie die (geringelte) Caroskin™ Professional Silikonverbände auf ein trockenes Küchenhandtuch, mit der klebenden Seite nach oben. In Verbindung mit Wasser rollt sich der Silikonverband zusammen. Nach dem vollständigen Trocknen ist der Silikonverband aber wieder flach und die Klebefähigkeit entwickelt sich vollständig zurück.
- Verwenden Sie die Caroskin™ Professional Silikonverbände nur wenn sie vollständig trocken sind.



Warnhinweise

- Nicht auf offenen Wunden verwenden
- Verwenden Sie NIEMALS andere Salben, Cremen, Gels oder Lotionen in Kombination mit Caroskin™ Professional Silikonverbände, als die von den behandelnden Fachpersonen empfohlen.
- Wenden Sie sich bei Hautjucken oder Hautproblemen immer an die behandelnde Fachperson.
- Caroskin™ Professional Silikonverbände dienen lediglich zur äusseren Anwendung.

Für weitere oder detaillierte Beschreibungen konsultieren Sie bitte die Website des Herstellers „Tricolast NV“, von welcher die Informationen für dieses Merkblatt durch die Swissparc AG zusammengetragen wurden: www.caroskin.eu